

BeGraft

coronary



BeGraft

coronary


Sistema de Endoprótese Coronária

Este produto extraordinário combina uma endoprótese revestida de camada única altamente flexível com um cateter balão de baixo perfil para oferecer uma compatibilidade incomparável com cateter guia pequeno. A plataforma de cromo-cobalto da endoprótese é coberta com uma membrana microporosa de ePTFE.




Menos trauma, procedimentos mais rápidos

através de baixo perfil (compatibilidade 5F para todos os tamanhos)



Extraordinário acesso à lesão

através de uma flexibilidade excepcional



Custo-benefício

com 3 anos de validade

Especificações do produto

Material de Revestimento	Tubo ePTFE Microporoso (89 ± 25µm)
Material do Stent	CoCr (L605)
Projeto da Endoprótese	Stent Único
Dimensões do Suporte (Largura x Espessura)	0,07 x 0,08 mm (SV) 0,08 x 0,09 mm (MV) 0,07 x 0,08 mm (LV)
Área de Superfície Recoberta do Stent	100% (em todos os tamanhos)
Compatibilidade com Cateter Guia	5F (em todos os tamanhos)
Fio-Guia	0,014"
Perfil do Sistema	2.7F distal / 1.9F proximal (Ø2,5 - 4,0 mm) 3.2F distal / 1.9F proximal (Ø4,5 - 5,0 mm)
Comprimento do Cateter	143 cm (Ø2,5 - 4,0 mm) 153 cm (Ø4,5 - 5,0 mm)
Material Marcador de Balão	Platina / Iridio
Pressão Nominal	11 bar (Ø2,5 - 4,0 mm) 10 bar (Ø4,5 - 5,0 mm)
Pressão de Ruptura	16 bar (Ø2,5 - 4,0 mm) 14 bar (Ø4,5 - 5,0 mm)
Perfil do Sistema Crimpado	Ø1,1 mm (Ø2,5) Ø1,2 mm (Ø3,0) Ø1,3 mm (Ø4,0) Ø1,4 mm (Ø5,0)
Diâmetro Expandido da Endoprótese	2,50 mm (SV) 2,75, 3, 3,50, 4 mm (MV) 4,50, 5 mm (LV)
Comprimento Nominal da Endoprótese	8, 12, 16, 18, 21, 24 mm (SV) 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm (MV) 16, 18, 21, 24 mm (LV)
Validade	Máx. 3 anos


SV= Vaso Pequeno, MV= Vaso Médio, LV= Vaso Grande



Indicações

O sistema de Endopróte Coronária BeGraft é indicado para implante transluminal em artérias coronárias ou bypass aorto-coronário para o tratamento de:

1. Perfuração aguda ou ruptura das artérias coronárias.
2. Aneurisma de artérias coronárias ou bypass venoso coronário.



Informações para pedidos

Diâmetro da Endoprótese Expandida	Comprimento Nominal da Endoprótese	Cateter-Guia Compatível	Referências
2,50 mm	8 mm	5 F	BG08250
	12 mm		BG12250
	16 mm		BG16250
	18 mm		BG18250
	21 mm		BG21250
	24 mm		BG24250
2,75 mm	8 mm	5 F	BG08275
	12 mm		BG12275
	16 mm		BG16275
	18 mm		BG18275
	21 mm		BG21275
	24 mm		BG24275
3,00 mm	8 mm	5 F	BG08300
	12 mm		BG12300
	16 mm		BG16300
	18 mm		BG18300
	21 mm		BG21300
	24 mm		BG24300
3,50 mm	8 mm	5 F	BG08350
	12 mm		BG12350
	16 mm		BG16350
	18 mm		BG18350
	21 mm		BG21350
	24 mm		BG24350
4,00 mm	8 mm	5 F	BG08400
	12 mm		BG12400
	16 mm		BG16400
	18 mm		BG18400
	21 mm		BG21400
	24 mm		BG24400
4,50 mm	16 mm	5 F	BG16450
	18 mm		BG18450
	21 mm		BG21450
	24 mm		BG24450
5,00 mm	16 mm	5 F	BG16500
	18 mm		BG18500
	21 mm		BG21500
	24 mm		BG24500

Registro ANVISA: 80583400004

Be (ser) inovador

Nós nos concentramos no desenvolvimento de produtos exclusivos e nos esforçamos para encontrar respostas criativas para as questões colocadas pelo setor de saúde.

Be (ser) dedicado

A atenção especial ao cliente e a conformidade com normas internacionais nos ajudam a manter uma qualidade insuperável em produtos e serviços.

Be (ser) responsável

Nós nos importamos em oferecer uma saúde melhor, e em cuidar do nosso sistema e meio ambiente. Todos os membros da nossa equipe estão motivados a fazer uma contribuição vital para a qualidade de vida.

Be (ser) efetivo

Buscamos soluções eficientes, em termos de tempo e custo, para atender as diferentes necessidades dos nossos clientes e pacientes em todo o mundo.

Distribuído por:

ENDOTEC
MEDICAL

Rua Sampaio Viana, 202 - 6º andar - Cj. 61-65 - Paraíso
CEP 04004-000 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 3884-8102
Informações Técnicas: endotec@endotecmed.com.br
www.endotecmed.com.br

Fabricado por:

Bentley

© 2019 Bentley InnoMed GmbH | Alemanha
Todos os Direitos Reservados
Art.-Nr. 401808-001/005