

Kit de Aspiração para TROMBECTOMIA

SERINGAS 60cc COM TRAVA | SISTEMA ID GRANDE | ALTO PODER DE VÁCUO

Alto Fluxo

Tubo Trançado

Trava desenvolvida para

controle de um único usuário

1 Via de Grande Calibre

Controle de Fluxo

Grande Volume

Seringas VaLok® 60cc

3 Vias de Grande Calibre

Controle de Fluxo

CONFIGURAÇÃO DE
CATETER ÚNICO COM
SERINGA DUPLA

Seringa 60cc + Torneira 3 Vias

Seringa 60cc + Torneira 1 Via
+ Tubo

 **MicroVention®**
TERUMO


Kit de Aspiração para TROMBECTOMIA

Kit de aspiração para TROMBECTOMIA

SERINGAS 60cc COM TRAVA | SISTEMA ID GRANDE | ALTO PODER DE VÁCUO

REFERÊNCIA	VOLUME SERINGA VACLOK®	COMPRIMENTO DO TUBO	ID MÍNIMO DO TUBO	ID MÍNIMO DA TORNEIRA DE 3 VIAS	ID MÍNIMO DA TORNEIRA DE 1 VIA	ID MÍNIMO DO LUER DA SERINGA
MVSK60	60 cc	10 in / 25,4 cm	0,110 in / 2,8 mm	0,106 in / 2,7 mm	0,106 in / 2,7 mm	0,100 in / 2,5 mm

1 kit por caixa, Inclui duas seringas VacLok® de 60 cc, uma torneira de 3 vias, uma torneira de 1 via e tubo distal



Registro Anvisa: 80583400026



DUPLA SERINGA VACLOK® 60cc

Fornece alto poder de vácuo com controle de um único usuário¹

TORNEIRAS ID DE GRANDE CALIBRE – 0,106"

Controla o fluxo sem limitar a potência do vácuo¹

TUBO TRANÇADO RESISTENTE A KINK COM GRANDE ID – 0,110"

Fornece consistente vácuo de alto fluxo¹

CONFIGURAÇÃO DE CATETER ÚNICO COM SERINGA DUPLA

(2) seringas 60cc + Torneira de 3 Vias + Tubo

¹TR17-019B

Distribuído por:

ENDOTEC
MEDICAL

Rua Sampaio Viana, 202 - 6º andar - Cj. 61-65 - Paraíso
CEP 04004-000 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 3884-8102
Informações Técnicas: endotec@endotecmed.com.br
www.endotecmed.com.br

Fabricado por:

 **MicroVention**
TERUMO