


MICROPLEX[®]
coil system

Coils de Platina

Fácil Posicionamento

A facilidade na utilização do coil juntamente com o sistema flexível melhora o seu posicionamento, densidade de compactação e ajuda a manter o microcateter no local de tratamento.





V-Trak® System
velocidade. simplicidade.



Estabilidade do Microcateter

Teste comparativo do empurrador revelou que o Sistema de Entrega V-Trak® Soft exerce até 19.0% menos deflexão do microcateter



O Sistema de Destacamento V-trak® fornece capacidade de entrega superior com simplicidade e eficiência.

- Marcas fluoroscópicas para facilidade na utilização e redução potencial à exposição radioativa
- Sem cabos, baterias ou caixas acopladas

MICROPLEX®
coil system

Coils de Platina

O Sistema Microplex® (Microplex® Coil System – MCS) consiste em uma linha completa de coils para o tratamento endovascular de aneurismas cerebrais e outras lesões vasculares. A Microvention possui coils inovadores para todas morfologias, com sistema de entrega flexível proporcionando melhor estabilidade ao microcateter.

COSMOS®
complex coil

- Combinação de loops de tamanhos variados e posicionamento inovador para ótima cobertura do colo e do aneurisma
- Opção de grandes comprimentos para maior volume de preenchimento e cobertura extensa

COMPLEX®
framing coil

- Formação de uma cesta versátil
- Maior estabilidade
- Conformabilidade superior

- Espiral de platina com design revolucionário com loops complexos e curvas entre eles
- Fornece ótima densidade de compactação, maior distribuição do coil e fácil posicionamento
- Um único coil abrange uma gama de diâmetros

VFC®
Versatile Range Fill Coil

HELICAL
filling coil

- Excepcionalmente soft para uma compactação eficiente
- Disponível em diversas medidas

- Coil extremamente flexível com maior conformabilidade
- Maior flexibilidade do empurrador
- Zona de destacamento mais curta e flexível

HYPER SOFT®
finishing coil

- Formato híbrido com loops de tamanhos variados.
- Seu design soft foi projetado para fácil adaptação em diversas morfologias
- Zona de destacamento mais curta e empurrador mais flexível

HyperSoft 3D®
complex coil

O sistema de coils Microplex oferece a escolha ideal para Inicialização, Preenchimento e Finalização

	Cosmos®	Complex	VFC®	Helical	HyperSoft®
INICIALIZAÇÃO	•	•	•	•	•
PREENCHIMENTO	•	•	•	•	•
FINALIZAÇÃO	•	•	•	•	•

MicroPlex® Cosmos® Complex Coils		
Inicialização, Preenchimento & Finalização		
Referência	Loop (mm)	Comp. (cm)
Sistema 10		
Resistente ao estiramento		
100202CSSR-V*	2	2
100254CSSR-V*	2.5	4
100306CSSR-V*	3	6
100408CSSR-V*	4	8
100412CSSR-V*	4	12
100515CSSR-V	5	15
100522CSSR-V	5	22
100618CSSR-V	6	18
100626CSSR-V	6	26
100722CSSR-V	7	22
100731CSSR-V	7	31
100825CSSR-V	8	25
100837CSSR-V	8	37
100933CSSR-V	9	33
101036CSSR-V	10	36
Sistema 18		
180619CS-V	6	19
180723CS-V	7	23
180827CS-V	8	27
180931CS-V	9	31
181036CS-V	10	36
181139CS-V	11	39
181243CS-V	12	43
181347CS-V	13	47
181451CS-V	14	51
181652CS-V	16	52
181859CS-V	18	59
182065CS-V	20	65
182263CS-V	22	63
182468CS-V	24	68

ANVISA
80583400025
Microplex Complex, Helical Soft e Regular,
Hypersoft e Hypersoft 3D
80583400010
Microplex Cosmos e VFC

MicroPlex® Complex Coils		
Inicialização, & Preenchimento		
Referência	Loop (mm)	Comp. (cm)
Sistema 10		
Loop de 1 Diâmetro		
100204CC-V	2	4
100307CC-V	3	7
100410CC-V	4	10
100512CC-V	5	12
100615CC-V	6	15
100718CC-V	7	18
100820CC-V	8	20
100924CC-V	9	24
101026CC-V	10	26

VFC® Versatile Range Fill Coils			
Preenchimento			
Referência	Intervalo diâm. (mm)	Comp. (cm)	
Coil de tamanhos variáveis			
Resistente ao estiramento			
VFC010303-V*	1 - 3	3	
VFC010606-V*	3 - 6	6	
VFC030610-V*	3 - 6	10	
VFC030615-V*	3 - 6	15	
VFC061020-V	6 - 10	20	
VFC061030-V	6 - 10	30	
VFC101530-V	10 - 15	30	
VFC101540-V	10 - 15	40	
VFC152040-V	15 - 20	40	
VFC152060-V	15 - 20	60	

V-trak Sistema de Entrega
Soft



MicroPlex® Helical Coils		
Preenchimento		
Referência	Loop (mm)	Comp. (cm)
Sistema 10		
Soft		
100202HC-S-V	2	2
100203HC-S-V	2	3
100204HC-S-V	2	4
100206HC-S-V	2	6
100208HC-S-V	2	8
100304HC-S-V	3	4
100306HC-S-V	3	6
100308HC-S-V	3	8
100310HC-S-V	3	10
100404HC-S-V	4	4
100406HC-S-V	4	6
100408HC-S-V	4	8
100410HC-S-V	4	10
Regular		
100515HC-R-V	5	15
100520HC-R-V	5	20
100620HC-R-V	6	20
100730HC-R-V	7	30
100830HC-R-V	8	30
100930HC-R-V	9	30
101030HC-R-V	10	30
Sistema 18		
Soft		
180204HC-S-V	2	4
180208HC-S-V	2	8
180304HC-S-V	3	4
180308HC-S-V	3	8
180406HC-S-V	4	6
180410HC-S-V	4	10
180512HC-S-V	5	12
180615HC-S-V	6	15
Regular		
180520HC-R-V	5	20
180620HC-R-V	6	20
180730HC-R-V	7	30
180830HC-R-V	8	30
180930HC-R-V	9	30
181030HC-R-V	10	30
181230HC-R-V	12	30
181430HC-R-V	14	30
181630HC-R-V	16	30
181830HC-R-V	18	30
182030HC-R-V	20	30

MicroPlex® HyperSoft® Coils		
Finalização		
Referência	Loop (mm)	Comp. (cm)
Sistema 10		
Resistente ao estiramento		
100151HS-V	1.5	1
100152HS-V	1.5	2
100153HS-V	1.5	3
100154HS-V	1.5	4
100201HS-V	2	1
100202HS-V	2	2
100203HS-V	2	3
100204HS-V	2	4
100206HS-V	2	6
100254HS-V	2.5	4
100256HS-V	2.5	6
100304HS-V	3	4
100306HS-V	3	6
100308HS-V	3	8
100406HS-V	4	6
100408HS-V	4	8
100506HS-V	5	6
100508HS-V	5	8
100608HS-V	6	8

V-trak Sistema de Entrega
Soft

Hyper Soft 3D® Complex Coil®		
Inicialização, Preenchimento e Finalização		
Referência	Loop (mm)	Comp. (cm)
Sistema 10		
Resistente ao estiramento		
100102HS3D-V	1	2
100103HS3D-V	1	3
100152HS3D-V	1.5	2
100153HS3D-V	1.5	3
100154HS3D-V	1.5	4
100202HS3D-V	2	2
100203HS3D-V	2	3
100204HS3D-V	2	4
100254HS3D-V	2.5	4
100256HS3D-V	2.5	6
100304HS3D-V	3	4
100306HS3D-V	3	6
100355HS3D-V	3.5	5
100358HS3D-V	3.5	5
100406HS3D-V	4	6
100408HS3D-V	4	8
100510HS3D-V	5	10
100515HS3D-V	5	15

Distribuído por:

ENDOTEC
MEDICAL

Rua Sampaio Viana, 202 - 6º andar - Cj. 61-65 - Paraíso
CEP 04004-000 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 3884-8102
Informações Técnicas: endotec@endotecmed.com.br
www.endotecmed.com.br

Fabricado por:

MicroVention
TERUMO